

DIGESTOŘE LABORATORNÍ

řada Q-Optimal

- certifikovány a schváleny dle EN 14175
- **kontrolní systém průtoku vzduchu zcela vyhovující požadavkům normy EN 14175**
- vnější konstrukce z laminátu se stabilní ocelovou podpůrnou konstrukcí
- různé typy dle použití (s výškou pracovní desky 900 mm, se sníženou pracovní deskou, se sníženou výškou, oboustranné apod.), různé šířky dle typů
- součástí spodní skříňka s možností napojení na odtaž
- dle požadavku možno vybavit elektrickými zásuvkami 230V a 380V, ventily pro média apod.
- možnost výběru pracovní plochy, vnitřního obložení a dalšího doplňkového vybavení
- všechny typy vybaveny systémem STOP-LOCK možnost otevření okna nad bezpečnou výšku 500 mm až po překonání zábrany dle EN 14175
- posuvné okno vybaveno certifikovaným tvrzeným sklem nebo 6 mm VSG bezpečnostním sklem



ilustrační obrázek – digestoř Q-Optimal, typ 1200

Digestoř Q-Optimal

Type		1200	1500	1800
Width (mm)		1270	1570	1870
Depth (mm)		940		
Height (closed/open sash) (mm)		2450/2500		
Worktop height (mm)		900		
Working chamber:	width (mm)	1150	1450	1750
	depth (mm)	720	720	720
	height (mm)	1350	1350	1350
Maximum sash opening (mm)		720		
Recommended airflow with sash open (m ³ /h)		600-1000	750-1300	950-1550
Recommended airflow speed at front face (m/s)		0,3-0,5		
Extract-air manifold (mm)		Ø160	Ø200	Ø250

Digestoř Q-Optimal se sníženou pracovní plochou

Type		1400	1700	2000
Width (mm)		1390	1690	1990
Depth (mm)		940		
Height (closed/open sash) (mm)		2450/2450		
Worktop height (mm)		min. 100		
Working chamber:	width (mm)	1150	1450	1750
	depth (mm)	660	660	660
	height (mm)	max. 2150	max. 2150	max. 2150
Maximum sash opening (mm)		1500		
Recommended airflow with sash open (m ³ /h)		1800-3000	2300-3850	2800-4650
Recommended airflow speed at front face (m/s)		0,3-0,5		
Extract-air manifold (mm)		Ø315	Ø315	2x Ø250

Digestoř Q-Optimal se sníženou výškou

Type		1200	1500	1800
Width (mm)		1270	1570	1870
Depth (mm)		940		
Height (closed/open sash) (mm)		2100/2100		
Worktop height (mm)		900		
Working chamber:	width (mm)	1150	1450	1750
	depth (mm)	660	660	660
	height (mm)	1000	1000	1000
Maximum sash opening (mm)		650		
Recommended airflow with sash open (m ³ /h)		600-1000	750-1300	950-1550
Recommended airflow speed at front face (m/s)		0,3-0,5		
Extract-air manifold (mm)		Ø160	Ø200	Ø250

Digestoř Q-Optimal oboustranná

Type	1400	1700	2000
Width (mm)	1390	1690	1990
Depth (mm)	940		
Height (closed/open sash) (mm)	2450/2500		
Worktop height (mm)	900		
Working chamber:	width (mm)	1150	1450
	depth (mm)	660	660
	height (mm)	1350	1350
Maximum sash opening (mm)	720		
Recommended airflow with sash open (m ³ /h)	1200-2000	1550-2550	1850-3100
Recommended airflow speed at front face (m/s)	0,3-0,5		
Extract-air manifold (mm)	Ø250	Ø315	Ø315